


ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

LOT: 1X0601

Vizsgálati értékek és várható tartományok

 05-12-2024

| Instruments: EMERALD, MYTHIC, DREW D3, HEMAT 18 | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Parameter | CONTROL "Low" | | CONTROL "Normal" | | CONTROL "High" | | |
| | LOT: 1X0601 | | LOT: 1X0601 | | LOT: 1X0601 | | |
| | Mean | Limit | Range | Variation | Mean | Limit | Range |
| | | | | | | | |
| WBC | 10 ⁹ /L | 2,9 ± 0,5 | 2,4 - 3,4 | 7,8 ± 1,0 | 6,8 - 8,8 | 16,1 ± 2,5 | 13,6 - 18,6 |
| RBC | 10 ¹² /L | 2,35 ± 0,20 | 2,15 - 2,55 | 4,32 ± 0,30 | 4,02 - 4,62 | 5,60 ± 0,40 | 5,20 - 6,00 |
| Hgb | g/dL | 7,3 ± 0,5 | 6,8 - 7,8 | 13,8 ± 0,6 | 13,2 - 14,4 | 18,1 ± 0,8 | 17,3 - 18,9 |
| | g/L | 73 ± 5 | 68 - *% | 138 ± \$ | 132 - 144 | 181 ± % | 173 - 189 |
| + | , | 18,5 ± 3,0 | 15,5 - 21,5 | 36,1 ± 4,5 | 31,6 - 40,6 | 48,7 ± 4,5 | 44,2 - 53,2 |
| | L/L | 0,185 ± 0,030 | 0,155 - 0,215 | 0,361 ± 0,045 | 0,316 - 0,406 | 0,487 ± 0,045 | 0,442 - 0,532 |
| MCV | f L | 78,8 ± 6,0 | 72,8 - 84,8 | 83,5 ± 6,0 | 77,5 - 89,5 | 87,0 ± 6,0 | 81,0 - 93,0 |
| MCH | pg | 30,9 ± 3,8 | 27,1 - 34,7 | 31,8 ± 3,8 | 28,0 - 35,6 | 32,4 ± 3,8 | 28,6 - 36,2 |
| MCHC | g/dL | 39,1 ± 4,8 | 34,3 - 43,9 | 38,1 ± 4,8 | 33,3 - 42,9 | 37,2 ± 4,8 | 32,4 - 42,0 |
| | g/L | 391 ± !% | 343 - 439 | 381 ± !% | 333 - 429 | 372 ± !% | 324 - 420 |
| RDW-CV | , | 14,7 ± 5,0 | 9,7 - 19,7 | 14,1 ± 5,0 | 9,1 - 19,1 | 14,2 ± 5,0 | 9,2 - 19,2 |
| Plt | 10 ⁹ /L | 71 ± 25 | 46 - 96 | 207 ± 45 | 162 - 252 | 412 ± 85 | 327 - 497 |
| MPV | f L | 10,6 ± 3,0 | 7,46 - 13,6 | 10,4 ± 3,0 | 7,4 - 13,4 | 10,2 ± 3,0 | 7,2 - 13,2 |
| LYMPH# | 10 ⁹ /L | 1,5 ± 0,7 | 0,8 - 2,2 | 3,4 ± 1,0 | 2,4 - 4,4 | 4,1 ± 1,2 | 2,9 - 5,3 |
| -403 | 10 ⁹ /L | 0,2 ± 0,2 | 0,0 - 0,4 | 0,7 ± 0,7 | 0,0 - 1,4 | 1,6 ± 1,6 | 0,0 - 3,2 |
| 5&673 | 10 ⁹ /L | 1,2 ± 0,5 | 0,7 - 1,7 | 3,7 ± 1,2 | 2,5 - 4,9 | 10,4 ± 2,6 | 7,8 - 13,0 |
| LYMPH% | , | 54,9 ± 16,5 | 38,4 - 71,4 | 44,1 ± 13,2 | 30,9 - 57,3 | 25,7 ± 7,7 | 18,0 - 33,4 |
| -40, | , | 7,4 ± 7,4 | 0,0 - 14,8 | 9,1 ± 9,1 | 0,0 - 18,2 | 10,1 ± 10,1 | 0,0 - 20,2 |
| 5&67, | , | 37,7 ± 13,2 | 24,5 - 50,9 | 46,8 ± 16,4 | 30,4 - 63,2 | 64,2 ± 22,5 | 41,7 - 86,7 |

DIAGON Ltd.

48-52., Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

