


ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

 **LOT: 1X0601**
05-12-2024

Instruments:		URIT BH-70P, URIT 3000, URIT 2900, MTD H30,					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1X0601 L		LOT: 1X0601 N		LOT: 1X0601 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,4 ± 0,5	1,9 - 2,9	6,8 ± 1,0	5,8 - 7,8	14,3 ± 2,5	11,8 - 16,8
RBC	10 ¹² /L	2,24 ± 0,20	2,04 - 2,44	4,17 ± 0,30	3,87 - 4,47	5,29 ± 0,40	4,89 - 5,69
Hgb	g/dL	6,7 ± 0,5	6,2 - 7,2	12,9 ± 0,6	12,3 - 13,5	17,1 ± 0,8	16,3 - 17,9
	g/L	67 ± 5	62 - 72	129 ± 6	123 - 135	171 ± 8	163 - 179
Hct	%	19,3 ± 3,0	16,3 - 22,3	37,3 ± 4,5	32,8 - 41,8	49,0 ± 4,5	44,5 - 53,5
	L/L	0,193 ± 0,030	0,163 - 0,223	0,373 ± 0,045	0,328 - 0,418	0,490 ± 0,045	0,445 - 0,535
MCV	fL	86,0 ± 6,0	80,0 - 92,0	89,3 ± 6,0	83,3 - 95,3	92,7 ± 6,0	86,7 - 98,7
MCH	pg	29,7 ± 3,8	25,9 - 33,5	30,9 ± 3,8	27,1 - 34,7	32,3 ± 3,8	28,5 - 36,1
MCHC	g/dL	34,5 ± 4,8	29,7 - 39,3	34,6 ± 4,8	29,8 - 39,4	34,8 ± 4,8	30,0 - 39,6
	g/L	345 ± 48	297 - 393	346 ± 48	298 - 394	348 ± 48	300 - 396
RDW-CV	%	15,7 ± 5,0	10,7 - 20,7	15,7 ± 5,0	10,7 - 20,7	16,1 ± 5,0	11,1 - 21,1
RDW-SD	fL	46,7 ± 8,0	38,7 - 54,7	49,1 ± 9,0	40,1 - 58,1	51,0 ± 10,0	41,0 - 61,0
Pit	10 ⁹ /L	81 ± 25	56 - 106	241 ± 45	196 - 286	466 ± 65	401 - 531
MPV	fL	9,8 ± 4,0	5,8 - 13,8	8,7 ± 4,0	4,7 - 12,7	8,4 ± 4,0	4,4 - 12,4
PDW	%	13,2 ± 3,0	10,2 - 16,2	15,5 ± 3,0	12,5 - 18,5	16,9 ± 3,0	13,9 - 19,9
PCT	%	0,08 ± 0,050	0,030 - 0,130	0,21 ± 0,100	0,110 - 0,310	0,39 ± 0,200	0,191 - 0,591
P-LCR	%	39,8 ± 25,0	14,8 - 64,8	35,6 ± 25,0	10,6 - 60,6	34,8 ± 20,0	14,8 - 54,8
P-LCC	10 ⁹ /L	31 ± 20	11 - 51	84 ± 40	44 - 124	158 ± 70	88 - 228
LYM#	10 ⁹ /L	1,0 ± 0,3	0,7 - 1,3	2,0 ± 0,6	1,4 - 2,6	1,7 ± 0,9	0,8 - 2,6
MID#	10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,0 - 0,2	0,5 ± 0,4	0,1 - 0,9	0,9 ± 0,8	0,1 - 1,7
GRAN#	10 ⁹ /L	1,3 ± 0,4	0,9 - 1,7	4,3 ± 0,6	3,7 - 4,9	11,7 ± 3,5	8,2 - 15,2
LYM%	%	42,1 ± 8,4	33,7 - 50,5	29,8 ± 8,9	20,9 - 38,7	11,9 ± 6,0	5,9 - 17,9
MID%	%	5,9 ± 3,5	2,4 - 9,4	6,9 ± 4,1	2,8 - 11,0	6,0 ± 3,6	2,4 - 9,6
GRAN%	%	52,0 ± 15,6	36,4 - 67,6	63,3 ± 9,5	53,8 - 72,8	82,1 ± 8,2	73,9 - 90,3

DIAGON Ltd.

48-52., Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

