



D-Check D

CONTROL

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

LOT: 1X0901



05-03-2025

Instruments:		EMERALD, MYTHIC, DREW D3, HEMAT 18					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1X0901		LOT: 1X0901		LOT: 1X0901	
		Mean - Limit	Range Variation	Mean - Limit	Range Variation	Mean - Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,3 ± 0,5	1,8 - 2,8	7,4 ± 1,0	6,4 - 8,4	16,1 ± 2,5	13,6 - 18,6
RBC	10 ¹² /L	2,35 ± 0,20	2,15 - 2,55	4,31 ± 0,30	4,01 - 4,61	5,30 ± 0,40	4,90 - 5,70
Hgb	g/dL	7,3 ± 0,5	6,8 - 7,8	14,0 ± 0,6	13,4 - 14,6	17,6 ± 0,8	16,8 - 18,4
	g/L	73 ± 5	68 - '	140 ± #	134 - 146	176 ±	168 - 184
(+	,	18,1 ± 3,0	15,1 - 21,1	36,1 ± 4,5	31,6 - 40,6	47,8 ± 4,5	43,3 - 52,3
	L/L	0,181 ± 0,030	0,151 - 0,211	0,361 ± 0,045	0,316 - 0,406	0,478 ± 0,045	0,433 - 0,523
MCV	f L	77,0 ± 6,0	71,0 - 83,0	83,5 ± 6,0	77,5 - 89,5	90,1 ± 6,0	84,1 - 96,1
MCH	pg	31,2 ± 3,8	27,4 - 35,0	32,4 ± 3,8	28,6 - 36,2	33,2 ± 3,8	29,4 - 37,0
MCHC	g/dL	40,5 ± 4,8	35,7 - 45,3	38,8 ± 4,8	34,0 - 43,6	36,9 ± 4,8	32,1 - 41,7
	g/L	405 ± \$	357 - 453	388 ± \$	340 - \$%#	369 ± \$	321 - 417
RDW-CV	,	14,2 ± 5,0	9,2 - 19,2	14,0 ± 5,0	9,0 - 19,0	14,3 ± 5,0	9,3 - 19,3
Plt	10 ⁹ /L	71 ± 25	46 - 96	241 ± 45	196 - " #	460 ± 85	375 - 545
MPV	f L	9,6 ± 3,0	6,6 - 12,6	9,4 ± 3,0	6,4 - 12,4	9,5 ± 3,0	6,5 - 12,5
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,0 ± 0,5	0,5 - 1,5	2,8 ± 0,8	2,0 - 3,6	4,0 ± 1,2	2,8 - 5,2
-403	10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,0 - 0,4	0,7 ± 0,7	0,0 - 1,4	1,8 ± 1,8	0,0 - 3,7
5&673	10 ⁹ /L	1,2 ± 0,5	0,7 - 1,7	4,0 ± 1,2	2,8 - 5,2	10,4 ± 2,6	7,8 - 13,0
LYMPH%	,	44,9 ± 13,5	31,4 - 58,4	37,7 ± 11,3	26,4 - 49,0	25,0 ± 7,5	17,5 - 32,5
-40,	,	10,2 ± 10,2	0,0 - 20,4	10,4 ± 10,4	0,0 - 20,8	11,6 ± 11,6	0,0 - 23,2
5&67,	,	44,9 ± 15,7	29,2 - 60,6	51,9 ± 18,2	33,7 - 70,1	63,4 ± 22,2	41,2 - 85,6

DIAGON Ltd.
48-52., Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047



IVD

