


ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok


LOT: 1X0901
05-03-2025

Instruments:		URIT BH-70P, URIT 3000, URIT 2900, MTD H30,					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1X0901 L		LOT: 1X0901 N		LOT: 1X0901 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,3 ± 0,5	1,8 - 2,8	7,3 ± 1,0	6,3 - 8,3	16,2 ± 2,5	13,7 - 18,7
RBC	10 ¹² /L	2,24 ± 0,20	2,04 - 2,44	4,12 ± 0,30	3,82 - 4,42	5,13 ± 0,40	4,73 - 5,53
Hgb	g/dL	6,6 ± 0,5	6,1 - 7,1	12,8 ± 0,6	12,2 - 13,4	16,3 ± 0,8	15,5 - 17,1
	g/L	66 ± 5	61 - 71	128 ± 6	122 - 134	163 ± 8	155 - 171
Hct	%	19,6 ± 3,0	16,6 - 22,6	37,7 ± 4,5	33,2 - 42,2	49,4 ± 4,5	44,9 - 53,9
	L/L	0,196 ± 0,030	0,166 - 0,226	0,377 ± 0,045	0,332 - 0,422	0,494 ± 0,045	0,449 - 0,539
MCV	fL	87,4 ± 6,0	81,4 - 93,4	91,6 ± 6,0	85,6 - 97,6	96,3 ± 6,0	90,3 - 102,3
MCH	pg	29,6 ± 3,8	25,8 - 33,4	31,0 ± 3,8	27,2 - 34,8	31,7 ± 3,8	27,9 - 35,5
MCHC	g/dL	33,9 ± 4,8	29,1 - 38,7	33,8 ± 4,8	29,0 - 38,6	32,9 ± 4,8	28,1 - 37,7
	g/L	339 ± 48	291 - 387	338 ± 48	290 - 386	329 ± 48	281 - 377
RDW-CV	%	15,4 ± 5,0	10,4 - 20,4	15,8 ± 5,0	10,8 - 20,8	16,2 ± 5,0	11,2 - 21,2
RDW-SD	fL	47,1 ± 8,0	39,1 - 55,1	50,0 ± 9,0	41,0 - 59,0	53,5 ± 10,0	43,5 - 63,5
Pit	10 ⁹ /L	85 ± 25	60 - 110	255 ± 45	210 - 300	468 ± 65	403 - 533
MPV	fL	9,0 ± 4,0	5,0 - 13,0	7,9 ± 4,0	3,9 - 11,9	7,8 ± 4,0	3,8 - 11,8
PDW	%	13,2 ± 3,0	10,2 - 16,2	14,3 ± 3,0	11,3 - 17,3	15,4 ± 3,0	12,4 - 18,4
PCT	%	0,08 ± 0,050	0,027 - 0,127	0,20 ± 0,100	0,102 - 0,302	0,36 ± 0,200	0,164 - 0,564
P-LCR	%	28,7 ± 25,0	3,7 - 53,7	25,9 ± 25,0	0,9 - 50,9	27,4 ± 20,0	7,4 - 47,4
P-LCC	10 ⁹ /L	23 ± 20	3 - 43	64 ± 40	24 - 104	125 ± 70	55 - 195
LYM#	10 ⁹ /L	1,0 ± 0,2	0,8 - 1,2	2,5 ± 0,7	1,8 - 3,2	3,4 ± 1,7	1,7 - 5,1
MID#	10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,0 - 0,4	0,7 ± 0,6	0,1 - 1,3	1,7 ± 1,5	0,2 - 3,2
GRAN#	10 ⁹ /L	1,1 ± 0,3	0,8 - 1,4	4,1 ± 0,6	3,5 - 4,7	11,1 ± 3,3	7,8 - 14,4
LYM%	%	42,0 ± 8,4	33,6 - 50,4	34,0 ± 10,2	23,8 - 44,2	20,9 ± 10,4	10,5 - 31,3
MID%	%	9,0 ± 5,4	3,6 - 14,4	9,7 ± 5,8	3,9 - 15,5	10,3 ± 6,2	4,1 - 16,5
GRAN%	%	49,0 ± 14,7	34,3 - 63,7	56,3 ± 8,4	47,9 - 64,7	68,8 ± 6,9	61,9 - 75,7

DIAGON Ltd.

48-52., Baross Str.

Budapest, Hungary

H-1047

