

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
LOT: 1X1201

Vizsgálati értékek és várható tartományok


05-06-2025

Instruments:		EMERALD, MYTHIC, DREW D3, HEMAT 18											
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"							
		LOT: 1X1201 L		LOT: 1X1201 N		LOT: 1X1201 H							
		Mean	8 Limit	Range	Variation	Mean	8 Limit	Range	Variation				
WBC	10 ⁹ /L	2,7 ±	0,5	2,2 -	3,2	8,1 ±	1,0	7,1 -	9,1	17,2 ±	2,5	14,7 -	19,7
RBC	10 ¹² /L	2,40 ±	0,20	2,20 -	2,60	4,12 ±	0,30	3,82 -	4,42	5,09 ±	0,40	4,69 -	5,49
Hgb	g/dL	7,2 ±	0,5	6,7 -	7,7	13,3 ±	0,6	12,7 -	13,9	16,9 ±	0,8	16,1 -	17,7
	g/L	72 ±	5	67 -	##	133 ±	&	127 -	139	169 ±	'	161 -	177
(+)	,	17,3 ±	3,0	14,3 -	20,3	31,5 ±	4,5	27,0 -	36,0	40,9 ±	4,5	36,4 -	45,4
	L/L	0,172 ±	0,030	0,143 -	0,203	0,315 ±	0,045	0,270 -	0,360	0,409 ±	0,045	0,364 -	0,454
MCV	f L	72,1 ±	6,0	66,1 -	78,1	79,5 ±	6,0	73,5 -	85,5	81,3 ±	6,0	75,3 -	87,3
MCH	pg	29,5 ±	3,8	25,7 -	33,3	32,5 ±	3,8	28,7 -	36,3	33,1 ±	3,8	29,3 -	34,9
MCHC	g/dL	41,0 ±	4,8	36,2 -	45,8	40,2 ±	4,8	35,4 -	45,0	39,7 ±	4,8	34,9 -	44,5
	g/L	410 ±	\$'	362 -	458	402 ±	\$'	354 -	450	397 ±	\$'	349 -	445
RDW-CV	,	15,7 ±	5,0	10,7 -	20,7	15,2 ±	5,0	10,2 -	20,2	15,7 ±	5,0	10,7 -	20,7
Plt	10 ⁹ /L	71 ±	25	46 -	96	202 ±	45	157 -	\$#	375 ±	85	290 -	460
MPV	f L	9,9 ±	3,0	6,9 -	12,9	9,7 ±	3,0	6,7 -	12,7	9,6 ±	3,0	6,6 -	12,6
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,1 ±	0,5	0,6 -	1,6	3,0 ±	0,9	2,1 -	3,9	4,5 ±	1,3	3,2 -	5,8
-403	10 ⁹ /L	0,2 ±	0,2	0,0 -	0,4	0,7 ±	0,7	0,0 -	1,4	2,0 ±	2,0	0,0 -	4,0
5%673	10 ⁹ /L	1,4 ±	0,6	0,8 -	2,0	4,4 ±	1,3	3,1 -	5,7	11,7 ±	2,9	8,8 -	14,6
LYMPH%	,	43,2 ±	13,0	30,2 -	56,2	37,4 ±	11,2	26,2 -	48,6	25,0 ±	7,5	17,5 -	32,5
-40,	,	10,4 ±	10,4	0,0 -	20,8	9,9 ±	9,9	0,0 -	19,8	11,2 ±	11,2	0,0 -	22,4
5%67,	,	46,4 ±	16,2	30,2 -	62,6	52,7 ±	18,5	34,2 -	71,2	63,8 ±	22,3	41,5 -	86,1

DIAGON Ltd.

 48-52., Baross Str.
 Budapest, Hungary
 H-1047
