

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
LOT: 1X1201

Vizsgálati értékek és várható tartományok


05-06-2025

Instruments:		Mindray BC-20s, BC-21s, BC-30s, BC-31s; BeneSphera H33s, Vanalyze V30s					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1X1201 L		LOT: 1X1201 N		LOT: 1X1201 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,4 ± 0,5	1,9 - 2,9	7,8 ± 1,0	6,8 - 8,8	17,6 ± 2,5	15,1 - 20,1
RBC	10 ¹² /L	2,38 ± 0,20	2,18 - 2,58	4,15 ± 0,30	3,85 - 4,45	5,08 ± 0,40	4,68 - 5,48
Hgb	g/dL	7,1 ± 0,5	6,6 - 7,6	12,8 ± 0,6	12,2 - 13,4	16,0 ± 0,8	15,2 - 16,8
	g/L	71 ± 5	66 - 76	128 ± 6	122 - 134	160 ± 8	152 - 168
Hct	%	19,6 ± 3,0	16,6 - 22,6	36,7 ± 4,0	32,7 - 40,7	46,7 ± 4,5	42,2 - 51,2
	L/L	0,196 ± 0,030	0,166 - 0,226	0,367 ± 0,040	0,327 - 0,407	0,467 ± 0,045	0,422 - 0,512
MCV	fL	82,4 ± 6,0	76,4 - 88,4	88,3 ± 6,0	82,3 - 94,3	92,0 ± 6,0	86,0 - 98,0
MCH	pg	29,9 ± 3,8	26,1 - 33,7	30,8 ± 3,8	27,0 - 34,6	31,4 ± 3,8	27,6 - 35,2
MCHC	g/dL	36,3 ± 4,8	31,5 - 41,1	34,9 ± 4,8	30,1 - 39,7	34,2 ± 4,8	29,4 - 39,0
	g/L	363 ± 48	315 - 411	349 ± 48	301 - 397	342 ± 48	294 - 390
RDW-SD	fL	43,3 ± 8,0	35,3 - 51,3	44,5 ± 9,0	35,5 - 53,5	46,4 ± 10,0	36,4 - 56,4
RDW-CV	%	15,8 ± 5,0	10,8 - 20,8	15,2 ± 5,0	10,2 - 20,2	15,3 ± 5,0	10,3 - 20,3
Pit	10 ⁹ /L	83 ± 25	58 - 108	250 ± 45	205 - 295	559 ± 65	494 - 624
MPV	fL	11,9 ± 3,0	8,9 - 14,9	12,0 ± 3,0	9,0 - 15,0	12,1 ± 3,0	9,1 - 15,1
PDW	%	13,5 ± 3,0	10,5 - 16,5	13,4 ± 3,0	10,4 - 16,4	13,5 ± 3,0	10,5 - 16,5
PCT	%	0,098 ± 0,050	0,048 - 0,148	0,299 ± 0,100	0,199 - 0,399	0,676 ± 0,200	0,476 - 0,876
P-LCC		28 ± 10	18 - 38	98 ± 30	68 - 128	226 ± 50	176 - 276
P-LCR		39,6 ± 20,0	19,6 - 59,6	40,0 ± 20,0	20,0 - 60,0	41,2 ± 20,0	21,2 - 61,2
LYMPH#	10 ⁹ /L	0,7 ± 0,2	0,5 - 0,8	2,4 ± 0,8	1,6 - 3,2	3,4 ± 1,9	1,5 - 5,3
MID#	10 ⁹ /L	0,4 ± 0,3	0,0 - 0,7	1,0 ± 0,8	0,2 - 1,9	2,2 ± 1,6	0,6 - 3,8
GRAN#	10 ⁹ /L	1,3 ± 0,5	0,8 - 1,8	4,4 ± 0,7	3,7 - 5,1	12,0 ± 3,6	8,5 - 15,6
LYMPH%	%	28,5 ± 7,1	21,4 - 35,6	31,0 ± 10,8	20,1 - 41,8	19,1 ± 6,7	12,5 - 25,8
MID%	%	15,5 ± 11,6	3,9 - 27,1	13,4 ± 10,7	2,7 - 24,0	12,5 ± 10,0	2,5 - 22,5
GRAN%	%	56,0 ± 19,6	36,3 - 75,6	55,6 ± 11,1	44,5 - 66,7	68,4 ± 10,3	58,1 - 78,7

DIAGON Ltd.

 48-52., Baross Str.
 Budapest, Hungary
 H-1047
