

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

LOT: 1Y0301

Vizsgálati értékek és várható tartományok



05-09-2025

Instruments: Mindray BC-20s, BC-21s, BC-30s, BC-31s; BeneSphera H33s, Vanalyze V30s							
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Y0301 L		LOT: 1Y0301 N		LOT: 1Y0301 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,0 ± 0,5	1,5 - 2,5	7,3 ± 1,0	6,3 - 8,3	15,5 ± 2,5	13,0 - 18,0
RBC	10 ¹² /L	2,29 ± 0,20	2,09 - 2,49	4,21 ± 0,30	3,91 - 4,51	4,91 ± 0,40	4,51 - 5,31
Hgb	g/dL	7,1 ± 0,5	6,6 - 7,6	13,3 ± 0,6	12,7 - 13,9	16,2 ± 0,8	15,4 - 17,0
	g/L	71 ± 5	66 - 76	133 ± 6	127 - 139	162 ± 8	154 - 170
Hct	%	18,6 ± 3,0	15,6 - 21,6	36,7 ± 4,0	32,7 - 40,7	45,5 ± 4,5	41,0 - 50,0
	L/L	0,186 ± 0,030	0,156 - 0,216	0,367 ± 0,040	0,327 - 0,407	0,455 ± 0,045	0,410 - 0,500
MCV	fL	81,5 ± 6,0	75,5 - 87,5	87,1 ± 6,0	81,1 - 93,1	92,7 ± 6,0	86,7 - 98,7
MCH	pg	31,2 ± 3,8	27,4 - 35,0	31,6 ± 3,8	27,8 - 35,4	33,0 ± 3,8	29,2 - 36,8
MCHC	g/dL	38,3 ± 4,8	33,5 - 43,1	36,2 ± 4,8	31,4 - 41,0	35,6 ± 4,8	30,8 - 40,4
	g/L	383 ± 48	335 - 431	362 ± 48	314 - 410	356 ± 48	308 - 404
RDW-SD	fL	44,2 ± 8,0	36,2 - 52,2	44,2 ± 9,0	35,2 - 53,2	46,7 ± 10,0	36,7 - 56,7
RDW-CV	%	16,5 ± 5,0	11,5 - 21,5	15,4 ± 5,0	10,4 - 20,4	15,4 ± 5,0	10,4 - 20,4
Plt	10 ⁹ /L	76 ± 25	51 - 101	257 ± 45	212 - 302	527 ± 65	462 - 592
MPV	fL	11,7 ± 3,0	8,7 - 14,7	11,7 ± 3,0	8,7 - 14,7	12,0 ± 3,0	9,0 - 15,0
PDW	%	13,2 ± 3,0	10,2 - 16,2	13,3 ± 3,0	10,3 - 16,3	13,4 ± 3,0	10,4 - 16,4
PCT	%	0,090 ± 0,050	0,040 - 0,140	0,302 ± 0,100	0,202 - 0,402	0,632 ± 0,200	0,432 - 0,832
P-LCC		26 ± 10	16 - 36	92 ± 30	62 - 122	209 ± 50	159 - 259
P-LCR		37,5 ± 20,0	17,5 - 57,5	37,2 ± 20,0	17,2 - 57,2	40,3 ± 20,0	20,3 - 60,3
LYMPH#	10 ⁹ /L	0,7 ± 0,2	0,5 - 0,9	2,2 ± 0,8	1,4 - 3,0	3,0 ± 1,6	1,4 - 4,6
MID#	10 ⁹ /L	0,3 ± 0,3	0,0 - 0,6	0,8 ± 0,6	0,2 - 1,4	1,6 ± 1,2	0,4 - 2,8
GRAN#	10 ⁹ /L	1,0 ± 0,4	0,6 - 1,4	4,3 ± 0,7	3,6 - 5,0	10,9 ± 3,3	7,6 - 14,2
LYMPH%	%	35,2 ± 8,8	26,4 - 44,0	30,1 ± 10,5	19,6 - 40,6	19,2 ± 6,7	12,5 - 25,9
MID%	%	13,1 ± 9,8	3,3 - 22,9	10,9 ± 8,7	2,2 - 19,6	10,2 ± 8,1	2,1 - 18,3
GRAN%	%	51,7 ± 18,1	33,6 - 69,8	59,0 ± 11,8	47,2 - 70,8	70,6 ± 10,6	60,0 - 81,2

DIAGON Ltd.

48-52., Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

