

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok



LOT: 1Y0301

05-09-2025

Instruments:		URIT BH-70P, URIT 3000, URIT 2900, MTD H30,					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Y0301 L		LOT: 1Y0301 N		LOT: 1Y0301 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,1 ± 0,5	1,6 - 2,6	7,5 ± 1,0	6,5 - 8,5	15,6 ± 2,5	13,1 - 18,1
RBC	10 ¹² /L	2,18 ± 0,20	1,98 - 2,38	4,06 ± 0,30	3,76 - 4,36	4,79 ± 0,40	4,39 - 5,19
Hgb	g/dL	6,5 ± 0,5	6,0 - 7,0	12,5 ± 0,6	11,9 - 13,1	15,5 ± 0,8	14,7 - 16,3
	g/L	65 ± 5	60 - 70	125 ± 6	119 - 131	155 ± 8	147 - 163
Hct	%	18,1 ± 3,0	15,1 - 21,1	35,6 ± 4,5	31,1 - 40,1	45,1 ± 4,5	40,6 - 49,6
	L/L	0,181 ± 0,030	0,151 - 0,211	0,356 ± 0,045	0,311 - 0,401	0,451 ± 0,045	0,406 - 0,496
MCV	fL	82,8 ± 6,0	76,8 - 88,8	87,9 ± 6,0	81,9 - 93,9	94,1 ± 6,0	88,1 - 100,1
MCH	pg	30,0 ± 3,8	26,2 - 33,8	30,8 ± 3,8	27,0 - 34,6	32,4 ± 3,8	28,6 - 36,2
MCHC	g/dL	36,2 ± 4,8	31,4 - 41,0	35,1 ± 4,8	30,3 - 39,9	34,4 ± 4,8	29,6 - 39,2
	g/L	362 ± 48	314 - 410	351 ± 48	303 - 399	344 ± 48	296 - 392
RDW-CV	%	16,3 ± 5,0	11,3 - 21,3	16,0 ± 5,0	11,0 - 21,0	16,1 ± 5,0	11,1 - 21,1
RDW-SD	fL	46,1 ± 8,0	38,1 - 54,1	48,6 ± 9,0	39,6 - 57,6	52,4 ± 10,0	42,4 - 62,4
Plt	10 ⁹ /L	93 ± 25	68 - 118	282 ± 45	237 - 327	520 ± 65	455 - 585
MPV	fL	9,2 ± 4,0	5,2 - 13,2	7,8 ± 4,0	3,8 - 11,8	7,7 ± 4,0	3,7 - 11,7
PDW	%	12,3 ± 3,0	9,3 - 15,3	13,4 ± 3,0	10,4 - 16,4	14,7 ± 3,0	11,7 - 17,7
PCT	%	0,09 ± 0,050	0,035 - 0,135	0,22 ± 0,100	0,121 - 0,321	0,40 ± 0,200	0,198 - 0,598
P-LCR	%	29,5 ± 25,0	4,5 - 54,5	24,1 ± 25,0	-0,9 - 49,1	25,3 ± 20,0	5,3 - 45,3
P-LCC	10 ⁹ /L	26 ± 20	6 - 46	66 ± 40	26 - 106	130 ± 70	60 - 200
LYM#	10 ⁹ /L	0,9 ± 0,2	0,7 - 1,1	2,6 ± 0,8	1,8 - 3,4	3,4 ± 1,7	1,7 - 5,1
MID#	10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,0 - 0,4	0,7 ± 0,6	0,1 - 1,3	1,3 ± 1,1	0,2 - 2,4
GRAN#	10 ⁹ /L	1,0 ± 0,3	0,7 - 1,3	4,2 ± 0,6	3,6 - 4,8	10,9 ± 3,3	7,6 - 14,2
LYM%	%	42,7 ± 8,5	34,2 - 51,2	35,3 ± 10,6	24,7 - 45,9	21,8 ± 10,9	10,9 - 32,7
MID%	%	10,1 ± 6,0	4,1 - 16,1	8,7 ± 5,2	3,5 - 13,9	8,0 ± 4,8	3,2 - 12,8
GRAN%	%	47,2 ± 14,2	33,0 - 61,4	56,0 ± 8,4	47,6 - 64,4	70,2 ± 7,0	63,2 - 77,2

DIAGON Ltd.
48-52., Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

