

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

LOT: 1Y0301



05-09-2025

Instruments:		EMERALD, MYTHIC, DREW D3, HEMAT 18					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1X1201 L		LOT: 1X1201 N		LOT: 1X1201 H	
		Mean 8 Limit	Range Variation	Mean 8 Limit	Range Variation	Mean 8 Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,7 ± 0,5	2,2 - 3,2	8,1 ± 1,0	7,1 - 9,1	17,2 ± 2,5	14,7 - 19,7
RBC	10 ¹² /L	2,40 ± 0,20	2,20 - 2,60	4,12 ± 0,30	3,82 - 4,42	4,67 ± 0,40	4,27 - 5,07
Hgb	g/dL	6,8 ± 0,5	6,3 - 7,3	13,3 ± 0,6	12,7 - 13,9	16,9 ± 0,8	16,1 - 17,7
	g/L	68 ± 5	63 - 73	133 ± 6	127 - 139	169 ± 8	161 - 177
(+)	,	18,4 ± 3,0	14,3 - 21,3	33,6 ± 4,5	29,1 - 38,1	40,7 ± 4,5	36,2 - 45,2
	L/L	0,184 ± 0,030	0,143 - 0,213	0,336 ± 0,045	0,291 - 0,381	0,407 ± 0,045	0,362 - 0,452
MCV	f L	76,8 ± 6,0	70,8 - 82,8	81,5 ± 6,0	75,5 - 86,5	87,3 ± 6,0	81,3 - 93,3
MCH	pg	28,3 ± 3,8	24,5 - 32,1	32,3 ± 3,8	28,5 - 36,1	36,2 ± 3,8	32,4 - 40,0
MCHC	g/dL	37,0 ± 4,8	32,2 - 41,8	39,6 ± 4,8	34,8 - 44,4	41,5 ± 4,8	36,7 - 46,3
	g/L	370 ± 50	322 - 418	396 ± 50	348 - 444	415 ± 50	367 - 463
RDW-CV	,	15,7 ± 5,0	10,7 - 20,7	13,6 ± 5,0	8,6 - 18,6	15,7 ± 5,0	10,7 - 20,7
Plt	10 ⁹ /L	70 ± 25	45 - 95	200 ± 45	155 - 245	365 ± 85	280 - 450
MPV	f L	9,9 ± 3,0	6,9 - 12,9	9,7 ± 3,0	6,7 - 12,7	9,6 ± 3,0	6,6 - 12,6
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,1 ± 0,5	0,6 - 1,6	3,0 ± 0,9	2,1 - 3,9	4,5 ± 1,3	3,2 - 5,8
-403	10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,0 - 0,4	0,7 ± 0,7	0,0 - 1,4	2,0 ± 2,0	0,0 - 4,0
5%673	10 ⁹ /L	1,4 ± 0,6	0,8 - 2,0	4,4 ± 1,3	3,1 - 5,7	11,7 ± 2,9	8,8 - 14,6
LYMPH%	,	43,2 ± 13,0	30,2 - 56,2	37,4 ± 11,2	26,2 - 48,6	25,0 ± 7,5	17,5 - 32,5
-40,	,	10,4 ± 10,4	0,0 - 20,8	9,9 ± 9,9	0,0 - 19,8	11,2 ± 11,2	0,0 - 22,4
5%67,	,	46,4 ± 16,2	30,2 - 62,6	52,7 ± 18,5	34,2 - 71,2	63,8 ± 22,3	41,5 - 86,1

DIAGON Ltd.

48-52., Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

