

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok



LOT: 1Y0601

05-12-2025

Instruments: URIT BH-70P, URIT 3000, URIT 2900, MTD H30,							
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Y0601 L		LOT: 1Y0601 N		LOT: 1Y0601 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,3 ± 0,5	1,8 - 2,8	7,0 ± 1,0	6,0 - 8,0	15,0 ± 2,5	12,5 - 17,5
RBC	10 ¹² /L	2,33 ± 0,20	2,13 - 2,53	4,09 ± 0,30	3,79 - 4,39	5,41 ± 0,40	5,01 - 5,81
Hgb	g/dL	6,8 ± 0,5	6,3 - 7,3	12,6 ± 0,6	12,0 - 13,2	17,4 ± 0,8	16,6 - 18,2
	g/L	68 ± 5	63 - 73	126 ± 6	120 - 132	174 ± 8	166 - 182
Hct	%	19,9 ± 3,0	16,9 - 22,9	37,4 ± 4,5	32,9 - 41,9	51,8 ± 4,5	47,3 - 56,3
	L/L	0,199 ± 0,030	0,169 - 0,229	0,374 ± 0,045	0,329 - 0,419	0,518 ± 0,045	0,473 - 0,563
MCV	fL	85,6 ± 6,0	79,6 - 91,6	91,4 ± 6,0	85,4 - 97,4	95,9 ± 6,0	89,9 - 101,9
MCH	pg	29,1 ± 3,8	25,3 - 32,9	30,7 ± 3,8	26,9 - 34,5	32,2 ± 3,8	28,4 - 36,0
MCHC	g/dL	34,0 ± 4,8	29,2 - 38,8	33,6 ± 4,8	28,8 - 38,4	33,6 ± 4,8	28,8 - 38,4
	g/L	340 ± 48	292 - 388	336 ± 48	288 - 384	336 ± 48	288 - 384
RDW-CV	%	15,8 ± 5,0	10,8 - 20,8	16,0 ± 5,0	11,0 - 21,0	16,0 ± 5,0	11,0 - 21,0
RDW-SD	fL	47,4 ± 8,0	39,4 - 55,4	51,1 ± 9,0	42,1 - 60,1	53,0 ± 10,0	43,0 - 63,0
Plt	10 ⁹ /L	108 ± 25	83 - 133	287 ± 45	242 - 332	501 ± 65	436 - 566
MPV	fL	9,0 ± 4,0	5,0 - 13,0	8,0 ± 4,0	4,0 - 12,0	7,8 ± 4,0	3,8 - 11,8
PDW	%	12,2 ± 3,0	9,2 - 15,2	13,7 ± 3,0	10,7 - 16,7	15,2 ± 3,0	12,2 - 18,2
PCT	%	0,10 ± 0,050	0,048 - 0,148	0,23 ± 0,100	0,129 - 0,329	0,39 ± 0,200	0,191 - 0,591
P-LCR	%	29,3 ± 25,0	4,3 - 54,3	25,6 ± 25,0	0,6 - 50,6	27,1 ± 20,0	7,1 - 47,1
P-LCC	10 ⁹ /L	30 ± 20	10 - 50	72 ± 40	32 - 112	132 ± 70	62 - 202
LYM#	10 ⁹ /L	1,0 ± 0,2	0,8 - 1,2	2,3 ± 0,7	1,6 - 3,0	3,6 ± 1,8	1,8 - 5,4
MID#	10 ⁹ /L	0,3 ± 0,3	0,0 - 0,6	0,7 ± 0,6	0,1 - 1,3	0,9 ± 0,8	0,1 - 1,7
GRAN#	10 ⁹ /L	1,0 ± 0,3	0,7 - 1,3	4,0 ± 0,6	3,4 - 4,6	10,5 ± 3,1	7,4 - 13,6
LYM%	%	42,6 ± 8,5	34,1 - 51,1	33,2 ± 10,0	23,2 - 43,2	24,1 ± 12,0	12,1 - 36,1
MID%	%	14,1 ± 8,5	5,6 - 22,6	9,5 ± 5,7	3,8 - 15,2	6,2 ± 3,7	2,5 - 9,9
GRAN%	%	43,3 ± 13,0	30,3 - 56,3	57,3 ± 8,6	48,7 - 65,9	69,7 ± 7,0	62,7 - 76,7

DIAGON Ltd.
48-52., Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

