

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

LOT: 1Y0901

Vizsgálati értékek és várható tartományok



05-03-2026

Instruments: Mindray BC-20s, BC-21s, BC-30s, BC-31s; BeneSphera H33s, Vanalyze V30s							
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Y0901 L		LOT: 1Y0901 N		LOT: 1Y0901 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,4 ± 0,5	1,9 - 2,9	8,0 ± 1,0	7,0 - 9,0	16,4 ± 2,5	13,9 - 18,9
RBC	10 ¹² /L	2,43 ± 0,20	2,23 - 2,63	4,13 ± 0,30	3,83 - 4,43	5,42 ± 0,40	5,02 - 5,82
Hgb	g/dL	7,5 ± 0,5	7,0 - 8,0	13,0 ± 0,6	12,4 - 13,6	17,5 ± 0,8	16,7 - 18,3
	g/L	75 ± 5	70 - 80	130 ± 6	124 - 136	175 ± 8	167 - 183
Hct	%	20,0 ± 3,0	17,0 - 23,0	36,1 ± 4,0	32,1 - 40,1	49,8 ± 4,5	45,3 - 54,3
	L/L	0,200 ± 0,030	0,170 - 0,230	0,361 ± 0,040	0,321 - 0,401	0,498 ± 0,045	0,453 - 0,543
MCV	fL	82,3 ± 6,0	76,3 - 88,3	87,4 ± 6,0	81,4 - 93,4	92,0 ± 6,0	86,0 - 98,0
MCH	pg	30,8 ± 3,8	27,0 - 34,6	31,5 ± 3,8	27,7 - 35,3	32,2 ± 3,8	28,4 - 36,0
MCHC	g/dL	37,4 ± 4,8	32,6 - 42,2	36,1 ± 4,8	31,3 - 40,9	35,0 ± 4,8	30,2 - 39,8
	g/L	374 ± 48	326 - 422	361 ± 48	313 - 409	350 ± 48	302 - 398
RDW-SD	fL	43,1 ± 8,0	35,1 - 51,1	44,5 ± 9,0	35,5 - 53,5	45,3 ± 10,0	35,3 - 55,3
RDW-CV	%	15,9 ± 5,0	10,9 - 20,9	15,5 ± 5,0	10,5 - 20,5	15,0 ± 5,0	10,0 - 20,0
Plt	10 ⁹ /L	91 ± 25	66 - 116	255 ± 45	210 - 300	550 ± 65	485 - 615
MPV	fL	11,8 ± 3,0	8,8 - 14,8	11,7 ± 3,0	8,7 - 14,7	11,9 ± 3,0	8,9 - 14,9
PDW	%	13,2 ± 3,0	10,2 - 16,2	13,3 ± 3,0	10,3 - 16,3	13,5 ± 3,0	10,5 - 16,5
PCT	%	0,107 ± 0,050	0,057 - 0,157	0,298 ± 0,100	0,198 - 0,398	0,656 ± 0,200	0,456 - 0,856
P-LCC		32 ± 10	22 - 42	93 ± 30	63 - 123	218 ± 50	168 - 268
P-LCR		38,1 ± 20,0	18,1 - 58,1	37,5 ± 20,0	17,5 - 57,5	40,3 ± 20,0	20,3 - 60,3
LYMPH#	10 ⁹ /L	0,8 ± 0,3	0,5 - 1,1	2,3 ± 0,8	1,5 - 3,1	3,2 ± 1,8	1,4 - 5,0
MID#	10 ⁹ /L	0,5 ± 0,4	0,0 - 0,9	1,0 ± 0,8	0,2 - 1,8	1,4 ± 1,1	0,3 - 2,5
GRAN#	10 ⁹ /L	1,1 ± 0,4	0,7 - 1,5	4,7 ± 0,7	4,0 - 5,4	11,8 ± 3,5	8,3 - 15,3
LYMPH%	%	34,5 ± 8,6	25,9 - 43,1	29,1 ± 10,2	18,9 - 39,3	19,6 ± 6,9	12,7 - 26,5
MID%	%	19,6 ± 14,7	4,9 - 34,3	12,5 ± 10,0	2,5 - 22,5	8,7 ± 6,9	1,8 - 15,6
GRAN%	%	45,9 ± 16,1	29,8 - 62,0	58,4 ± 11,7	46,7 - 70,1	71,7 ± 10,8	60,9 - 82,5

DIAGON Ltd.

48-52., Baross Str.

Budapest, Hungary

H-1047

