

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

LOT: 1Y0901



05-03-2026

Instr ments:		EMERALD, MYTHIC, DREW D3, HEMAT 18					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Y0 01 L		LOT: 1Y0 01 N		LOT: 1Y0 01 H	
		Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit
WBC	10 ⁹ /L	2,5 ± 0,5	2,0 - 3,0	8,3 ± 1,0	7,3 - 9,3	17,7 ± 2,5	15,2 - 20,2
RBC	10 ¹² /L	2,39 ± 0,20	2,19 - 2,59	4,16 ± 0,30	3,86 - 4,46	5,49 ± 0,40	5,09 - 5,89
Hgb	g/dL	6,9 ± 0,5	6,4 - 7,4	12,6 ± 0,6	12,0 - 13,2	17,4 ± 0,8	16,6 - 18,2
	g/L	69 ± 5	64 - #	126 ± 6	120 - 132	174 ± 8	166 - 182
(+)	,	17,9 ± 3,0	14,9 - 20,9	34,0 ± 4,5	29,5 - 38,5	48,7 ± 4,5	44,2 - 53,2
	L/L	0,179 ± 0,030	0,149 - 0,209	0,340 ± 0,045	0,295 - 0,385	0,487 ± 0,045	0,442 - 0,532
MCV	fL	75,0 ± 6,0	69,0 - 81,0	81,7 ± 6,0	75,7 - 87,7	88,7 ± 6,0	82,7 - 94,7
MCH	pg	28,9 ± 3,8	25,1 - 32,7	30,4 ± 3,8	26,6 - 34,2	31,7 ± 3,8	27,9 - 35,5
MCHC	g/dL	38,6 ± 4,8	33,8 - 43,4	37,2 ± 4,8	32,4 - 42,0	35,7 ± 4,8	30,9 - 40,5
	g/L	386 ± 48	338 - ""	372 ± 48	324 - 420	357 ± 48	309 - 405
RDW	,	14,9 ± 5,0	9,9 - 19,9	14,6 ± 5,0	9,6 - 19,6	14,7 ± 5,0	9,7 - 19,7
Plt	10 ⁹ /L	81 ± 25	56 - 106	225 ± 45	180 - 270	488 ± 85	403 - 573
MPV	fL	10,4 ± 3,0	7,4 - 13,4	10,2 ± 3,0	7,2 - 13,2	10,2 ± 3,0	7,2 - 13,2
PDW		10,2 ± 3,0	7,2 - 13,2	11,1 ± 3,0	8,1 - 14,1	11,6 ± 3,0	8,6 - 14,6
PCT	,	0,079 ± 0,050	0,029 - 0,129	0,227 ± 0,100	0,127 - 0,327	0,408 ± 0,200	0,208 - 0,608
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,1 ± 0,5	0,6 - 1,6	3,4 ± 1,0	2,4 - 4,4	6,0 ± 1,8	4,2 - 7,8
-504	10 ⁹ /L	0,4 ± 0,4	0,0 - 0,8	0,8 ± 0,8	0,0 - 1,6	1,2 ± 1,2	0,0 - 2,4
6\$784	10 ⁹ /L	1,0 ± 0,5	0,5 - 1,5	4,1 ± 1,2	2,9 - 5,3	10,5 ± 2,6	7,9 - 13,1
LYMPH%	,	45,3 ± 13,6	31,7 - 58,9	41,3 ± 12,4	28,9 - 53,7	34,1 ± 10,2	23,9 - 44,3
-50,	,	16,8 ± 16,8	0,0 - 33,6	10,4 ± 10,4	0,0 - 20,8	6,9 ± 6,9	0,0 - 13,8
6\$78,	,	37,9 ± 13,3	24,6 - 51,2	48,3 ± 16,9	31,4 - 65,2	59,0 ± 20,6	38,4 - 79,6

DIAGON Ltd.

48-52., Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

